

CERTIFIKÁT O ANALÝZE

Produkt : **KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ ANALPURE®**
 Objednáací číslo : SAc0031
 Číslo šarže : 2051
 Exspirace : 30. 06. 2024 (dd/mm/yyyy)

Barevnost : < 7 APHA
 Bromidy (Br⁻) : < 10 ppm
 Volný chlor (Cl₂) : < 0.5 ppm
 Celková síra (S) : < 0.3 ppm
 Celkový fosfor (P) : < 0.01 ppm
 Koncentrace : 35 %

Stopové nečistoty (ppb):

Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota	Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota
Aluminium	1	< 0.5	Neodymium	0.1	< 0.1
Antimony	0.5	< 0.1	Nickel	0.5	< 0.2
Arsenic	0.5	< 0.1	Niobium	0.1	< 0.1
Barium	0.1	< 0.1	Palladium	Pouze pro informaci	< 0.5
Beryllium	0.1	< 0.1	Platinum	Pouze pro informaci	< 0.5
Bismuth	0.1	< 0.1	Potassium	1	< 0.1
Boron	1	< 0.5	Praseodymium	0.1	< 0.1
Cadmium	0.1	< 0.1	Rhenium	0.1	< 0.1
Calcium	1	< 0.5	Rhodium	0.1	< 0.1
Cerium	0.1	< 0.1	Rubidium	0.1	< 0.1
Cesium	0.1	< 0.1	Ruthenium	0.1	< 0.1
Chromium	0.5	< 0.1	Samarium	0.1	< 0.1
Cobalt	0.1	< 0.1	Scandium	0.1	< 0.1
Copper	0.5	< 0.2	Selenium	1	< 0.2
Dysprosium	0.1	< 0.1	Silver	1	< 0.1
Erbium	0.1	< 0.1	Sodium	1	< 0.5
Europium	0.1	< 0.1	Strontium	0.1	< 0.1
Gadolinium	0.1	< 0.1	Tantalum	Pouze pro informaci	< 1
Gallium	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1
Gold	0.5	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1
Hafnium	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1
Holmium	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1
Indium	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1
Iron	1	< 0.5	0.5	< 0.1	0.5
Lanthanum	0.1	< 0.1	0.5	< 0.1	0.5
Lead	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1
Lithium	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1
Lutetium	0.1	< 0.1	0.5	< 0.1	0.5
Magnesium	0.5	< 0.5	0.1	< 0.1	0.1
Manganese	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1
Mercury	0.1	< 0.02	1	< 0.5	1
Molybdenum	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1

Skladujte při pokojové teplotě, nevystavujte zdrojům tepla, slunečního nebo ultrafialového záření.



Datum: 30. června 2022

Odpovědný pracovník: **Vladimír Patera**