

CERTIFIKÁT O ANALÝZE

Produkt : KYSELINA DUSIČNÁ ANALPURE®
Objednací číslo : SAc0061
Číslo šarže : 3103
Exspirace : 08/10/2024 (dd/mm/rrrr)

Barevnost : < 7 APHA
Chloridy (Cl⁻) : < 0.2 ppm
Celková síra (S) : < 0.3 ppm
Celkový fosfor (P) : < 0.01 ppm
Koncentrace : 69 %

Stopové nečistoty (ppb = ng/g):

Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota	Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota
Aluminium	1	< 0.5	Neodymium	0.1	< 0.1
Antimony	0.5	< 0.1	Nickel	0.5	< 0.5
Arsenic	0.5	< 0.1	Niobium	0.1	< 0.1
Barium	0.1	< 0.1	Palladium	0.5	< 0.1
Beryllium	0.1	< 0.1	Platinum	0.5	< 0.1
Bismuth	0.1	< 0.1	Potassium	1	< 0.1
Boron	1	< 0.5	Praseodymium	0.1	< 0.1
Cadmium	0.5	< 0.1	Rhenium	0.1	< 0.1
Calcium	1	< 0.5	Rhodium	0.5	< 0.1
Cerium	0.1	< 0.1	Rubidium	0.1	< 0.1
Cesium	0.1	< 0.1	Ruthenium	0.5	< 0.1
Chromium	1	< 0.5	Samarium	0.1	< 0.1
Cobalt	0.5	< 0.1	Scandium	0.1	< 0.1
Copper	0.5	< 0.1	Selenium	1	< 0.2
Dysprosium	0.1	< 0.1	Silver	0.1	< 0.1
Erbium	0.1	< 0.1	Sodium	1	< 0.5
Europium	0.1	< 0.1	Strontium	0.1	< 0.1
Gadolinium	0.1	< 0.1	Tantalum	Pouze pro informaci	< 0.1
Gallium	0.1	< 0.1			
Germanium	0.1	< 0.1	Tellurium	0.1	< 0.1
Gold	0.1	< 0.1	Terbium	0.1	< 0.1
Hafnium	0.1	< 0.1	Thallium	0.1	< 0.1
Holmium	0.1	< 0.1	Thorium	0.1	< 0.1
Indium	0.1	< 0.1	Thulium	0.1	< 0.1
Iron	1	< 0.5	Tin	0.5	< 0.1
Lanthanum	0.1	< 0.1	Titanium	0.5	< 0.1
Lead	0.1	< 0.1	Tungsten	0.1	< 0.1
Lithium	0.1	< 0.1	Uranium	0.1	< 0.1
Lutetium	0.1	< 0.1	Vanadium	0.5	< 0.1
Magnesium	1	< 0.2	Ytterbium	0.1	< 0.1
Manganese	0.1	< 0.1	Yttrium	0.1	< 0.1
Mercury	0.1	< 0.02	Zinc	0.5	< 0.5
Molybdenum	0.1	< 0.1	Zirconium	0.1	< 0.1

Skladujte při pokojové teplotě, 15-25°C. Vyhněte se vystavení slunečnímu záření nebo zdrojům UV záření. Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem.



Datum vydání: 08. 10. 2022

Odpovědný pracovník: Vladimír Patera