

**CERTIFIKÁT O ANALÝZE**

Produkt : KYSELINA CHLORISTÁ ANALPURE®  
Objednací číslo : SAc11002  
Číslo šarže : 7024  
Expiry : 07/12/2024 (dd/mm/yyyy)

Barevnost : < 10 APHA  
Koncentrace : 68 %

Stopové nečistoty (ppb):

| Analyt     | Maximální koncentrace | Aktuální hodnota | Analyt       | Maximální koncentrace | Aktuální hodnota |
|------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Aluminium  | 1                     | < 1              | Neodymium    | 0.5                   | < 0.5            |
| Antimony   | 0.5                   | < 0.1            | Nickel       | 1                     | < 0.5            |
| Arsenic    | 0.5                   | < 0.5            | Niobium      | Pouze informativně    | < 0.5            |
| Barium     | 1                     | < 0.1            | Palladium    | 0.5                   | < 0.5            |
| Beryllium  | 0.5                   | < 0.1            | Platinum     | 0.5                   | < 0.5            |
| Bismuth    | 0.5                   | < 0.1            | Potassium    | 1                     | < 0.5            |
| Cadmium    | 1                     | < 0.1            | Praseodymium | 0.5                   | < 0.5            |
| Calcium    | 1                     | < 1              | Rhodium      | 0.5                   | < 0.5            |
| Cerium     | 0.5                   | < 0.1            | Rubidium     | 0.5                   | < 0.5            |
| Cesium     | 0.5                   | < 0.1            | Samarium     | 0.5                   | < 0.5            |
| Cobalt     | 0.5                   | < 0.1            | Scandium     | 0.5                   | < 0.5            |
| Copper     | 0.5                   | < 0.5            | Silver       | 1                     | < 0.1            |
| Dysprosium | 0.5                   | < 0.5            | Sodium       | 1                     | < 1              |
| Erbium     | 0.5                   | < 0.5            | Strontium    | 0.5                   | < 0.1            |
| Europium   | 0.5                   | < 0.5            | Tantalum     | Pouze informativně    | < 1              |
| Gadolinium | 0.5                   | < 0.5            | Tellurium    | 0.5                   | < 0.5            |
| Gallium    | 0.5                   | < 0.5            | Terbium      | 0.5                   | < 0.5            |
| Gold       | 0.5                   | < 0.5            | Thallium     | 0.5                   | < 0.5            |
| Hafnium    | Pouze informativně    | < 0.5            | Thorium      | 1                     | < 0.1            |
| Holmium    | 0.5                   | < 0.5            | Thulium      | 0.5                   | < 0.5            |
| Indium     | 0.5                   | < 0.5            | Tin          | 1                     | < 0.5            |
| Iron       | 1                     | < 1              | Titanium     | 1                     | < 0.1            |
| Lanthanum  | 0.5                   | < 0.5            | Tungsten     | Pouze informativně    | < 0.5            |
| Lead       | 1                     | < 0.1            | Uranium      | 0.5                   | < 0.1            |
| Lithium    | 0.5                   | < 0.1            | Vanadium     | 0.5                   | < 0.5            |
| Lutetium   | 0.5                   | < 0.5            | Ytterbium    | 0.5                   | < 0.5            |
| Magnesium  | 1                     | < 0.5            | Yttrium      | 0.5                   | < 0.5            |
| Manganese  | 1                     | < 0.1            | Zinc         | 1                     | < 0.5            |
| Molybdenum | 0.5                   | < 0.1            | Zirconium    | 0.5                   | < 0.1            |

Skladujte při pokojové teplotě, nevystavujte zdrojům tepla, slunečního nebo ultrafialového záření.  
Před použitím si prostudujte bezpečnostní list.



Datum: 07. 12. 2022

Odpovědná osoba:

Vladimír Patera