

CERTIFIKÁT O ANALÝZE

Produkt : KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ ANALPURE® *ULTRA*
 Objednací číslo : UAc0031
 Číslo šarže : 4222040
 Exspirace : 12. 05. 2025 (dd.mm.rrrr)

Koncentrace : 32 %

Stopové nečistoty (ppt):

Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota	Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota
Aluminium	20	< 2	Neodymium	1	< 0.01
Antimony	20	< 0.1	Nickel	20	< 10
Arsenic	50	< 1	Niobium	1	< 0.01
Barium	10	< 0.1	Palladium	Pouze informativně	< 0.1
Beryllium	10	< 0.01	Platinum	Pouze informativně	< 1
Bismuth	10	< 1	Potassium	10	< 1
Boron	100	< 10	Praseodymium	1	< 0.01
Cadmium	10	< 0.02	Rhenium	10	< 0.01
Calcium	10	< 10	Rhodium	10	< 0.01
Cerium	10	< 0.01	Rubidium	10	< 0.01
Cesium	10	< 0.01	Ruthenium	10	< 0.01
Chromium	10	< 1	Samarium	1	< 0.01
Cobalt	10	< 0.05	Scandium	10	< 0.05
Copper	10	< 0.5	Selenium	Pouze informativně	< 20
Dysprosium	1	< 0.01	Silver	10	< 0.05
Erbium	1	< 0.01	Sodium	10	< 1
Europium	1	< 0.01	Strontium	10	< 0.02
Gadolinium	1	< 0.01	Tantalum	Pouze informativně	< 0.01
Gallium	10	< 2	Tellurium	1	< 0.02
Gold	50	< 1	Terbium	1	< 0.01
Hafnium	10	< 0.01	Thallium	10	< 0.01
Holmium	1	< 0.01	Thorium	1	< 0.01
Indium	1	< 0.05	Thulium	1	< 0.01
Iron	10	< 5	Tin	20	< 0.5
Lanthanum	1	< 0.01	Titanium	10	< 0.1
Lead	10	< 0.05	Tungsten	10	< 0.1
Lithium	10	< 0.05	Uranium	1	< 0.01
Lutetium	10	< 0.01	Vanadium	10	< 0.1
Magnesium	10	< 0.5	Ytterbium	1	< 0.01
Manganese	10	< 0.05	Yttrium	1	< 0.01
Mercury	50	< 20	Zinc	10	< 0.5
Molybdenum	10	< 1	Zirconium	10	< 0.01

Uchovávejte při teplotě v rozmezí 15°C až 25°C. Nevystavujte zdrojům slunečního nebo ultrafialového záření.



Datum vydání: 12. 05. 2022

Odpovědná osoba: Vladimír Patera