

CERTIFIKÁT O ANALÝZE

Produkt : **KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ ANALPURE®**
Objednáací číslo : SAc0031
Číslo šarže : 2030
Exspirace : 03/2021

Barevnost : < 7 APHA
Bromidy (Br⁻) : < 10 ppm
Vlný chlor (Cl₂) : < 0.5 ppm
Celková síra (S) : < 0.3 ppm
Celkový fosfor (P) : < 0.01 ppm
Koncentrace : 36 %

Stopové nečistoty (ppb):

Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota	Analyt	Maximální koncentrace	Aktuální hodnota
Aluminium	1	< 0.5	Neodymium	0.1	< 0.1
Antimony	0.5	< 0.1	Nickel	0.5	< 0.1
Arsenic	0.5	< 0.1	Niobium	0.1	< 0.1
Barium	0.1	< 0.1	Palladium	Pouze pro informaci	< 0.5
Beryllium	0.1	< 0.1	Platinum	Pouze pro informaci	< 0.5
Bismuth	0.1	< 0.1	Potassium	1	< 0.1
Boron	1	< 0.5	Praseodymium	0.1	< 0.1
Cadmium	0.1	< 0.1	Rhenium	0.1	< 0.1
Calcium	1	< 0.5	Rhodium	0.1	< 0.1
Cerium	0.1	< 0.1	Rubidium	0.1	< 0.1
Cesium	0.1	< 0.1	Ruthenium	0.1	< 0.1
Chromium	0.5	< 0.1	Samarium	0.1	< 0.1
Cobalt	0.1	< 0.1	Scandium	0.1	< 0.1
Copper	0.5	< 0.2	Selenium	1	< 0.1
Dysprosium	0.1	< 0.1	Silver	1	< 0.1
Erbium	0.1	< 0.1	Sodium	1	< 0.5
Europium	0.1	< 0.1	Strontium	0.1	< 0.1
Gadolinium	0.1	< 0.1	Tantalum	Pouze pro informaci	< 1
Gallium	0.1	< 0.1	Tellurium	0.1	< 0.1
Gold	0.5	< 0.1	Terbium	0.1	< 0.1
Hafnium	0.1	< 0.1	Thallium	0.1	< 0.1
Holmium	0.1	< 0.1	Thorium	0.1	< 0.1
Indium	0.1	< 0.1	Thulium	0.1	< 0.1
Iron	1	< 1	Tin	0.5	< 0.1
Lanthanum	0.1	< 0.1	Titanium	0.5	< 0.1
Lead	0.1	< 0.1	Tungsten	0.1	< 0.1
Lithium	0.1	< 0.1	Uranium	0.1	< 0.1
Lutetium	0.1	< 0.1	Vanadium	0.5	< 0.1
Magnesium	0.5	< 0.5	Ytterbium	0.1	< 0.1
Manganese	0.1	< 0.1	Yttrium	0.1	< 0.1
Mercury	0.1	< 0.02	Zinc	1	< 0.5
Molybdenum	0.1	< 0.1	Zirconium	0.1	< 0.1